


テーブルマット

www.orrad.co.jp



より快適なX線撮影を実現

- 従来品に比べ分厚くしたことにより耐久性が向上
- クッション性も増し、より快適にご使用できます

天板の汚れ防止に

- 新たに表面にフィルム加工を施しました
液体が染み込みにくいです

快適な肌触り

- 撮影台のひんやり感を感じさせません。
ポリエチレン製発泡マットで肌触りの良いマットです

ポジショニングの目印

- センターラインが入っているので
ポジショニングの目印になります

自由にカット可能

- 撮影台に合わせて自由にカットできます

(ガイドライン入り : W=600mm~720mmまで
10mm間隔)



■仕様

型式	ORP-MAT3
寸法	750×2000×5mm
色	白
材質	ポリエチレン
入数	4枚/梱包
付属品	貼付用両面テープ (1巻5メートル)

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

第二種医療機器製造販売業許可番号 (23B2X00016) (社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員

お問い合わせは



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号

第一誠実ビル4階

電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022

大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号

SORA新大阪21ビル6階

電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323

松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号

オフィス・ナガサワ2階B号

電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地

電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671

金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165

電話 076-252-5994 FAX 076-252-2946

仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号

東インター斎喜ビル4F

電話 022-706-1582 FAX 022-287-3077

福岡営業所 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番7号

電話 092-518-1195 FAX 092-483-7513