

真空固定具

一般的名称:全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具
クラス I 機器 / JMDNコード 40902000

新生児・幼児や四肢のMRI撮影やCT撮影など様々な検査において動きを防止します。
また、放射線治療や救命救急など長時間の固定にも使用できます。

特長1

独自のマルチチェンバーシステムと真空バルブの組み合わせにより、理想的な固定が可能です。



特長2

簡単な操作で固定が可能。
迅速に位置決めが行えます。



特長3

操作環境に優れた固定具です。

- ・3TのMRI室でも使用可能。また、撮影室等に設置された真空吸引器での排気も可能です。
- ・洗浄や消毒が容易。また水洗いも可能です。

特長4

真空固定具はMRI検査だけでなく、様々な用途で使用可能です。

- ・CT検査・治療(乳幼児検査、CTA、RFA)
- ・放射線治療(全身固定・部分固定)
- ・救命救急
- ・血管内治療(頭部・下肢)
- ・核医学検査
- ・ERCP

製品ラインナップ

※すべての製品にポンプは含まれておりません。別売りとなります。

届出番号23B2X00016W00009

■新生児・幼児用

新生児用

商品コード VMR433X01



新生児用2

商品コード VMR447X01



幼児用(6ヶ月～4歳)

商品コード VMR438X01



新生児用3

商品コード VMR440X01



新生児用4

商品コード VMR448X01



■ポンプ

フットポンプ

商品コード

VMRFP01



小型ハンドポンプ

商品コード

VMRHP03



※各固定具、マットレスにはポンプは含まれておりません。

■内視鏡用


届出番号23B2X00016W00010

商品コード VMR442X02

- 成人被検者に対応したサイズ
- 被検者の急な動きを抑えることで、安全性が高まります。
- 縦185cm×横136cm



【マネキン身長170cm】



■頭部用

届出番号23B2X00016W00010



頭部固定用

商品コード VMR452X01



頭部固定用

ビーズ量 25%

商品コード VMR452X02

ビーズ量 50%

商品コード VMR452X03

ビーズ量 100%

商品コード VMR452X04

■マットレス

届出番号23B2X00016W00008

- 内部が分かれていないマットタイプの固定具。
- 様々な用途に使用できます。
 - ・放射線治療用
 - ・救命救急用
 - ・血管内治療用
 - ・核医学検査用
- X線の吸収はほとんどありません。




縦100cm × 横 50cm	商品コード VMOP432X01
縦200cm × 横 75cm	商品コード VMOP402X01
縦200cm × 横 100cm	商品コード VMOP403X01
縦110cm × 横 65cm	商品コード VMOP433X01
縦150cm × 横 75cm	商品コード VMOP438X01

■四肢用

届出番号23B2X00016W00010

腕固定

商品コード VMR414X01



脚固定

商品コード VMR421X01



膝固定

商品コード VMR434X01



膝固定2

商品コード VMR446X01



腕・脚固定

商品コード VMR431X01



足首固定

商品コード VMR432X01



ご注文・お問い合わせは

※印刷の為、製品の色が実物と異なる場合がありますのでご了承ください。※改良のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016) (社)日本画像医療システム工業会会員 / 日本理学療法機器工業会会員



オリオン・ラドセフメディカル株式会社



エアウォーターグループ

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
第一誠実ビル4階
TEL:03-5759-6011 FAX:03-5759-6022

大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
SORA新大阪21ビル6階
TEL:06-6396-8327 FAX:06-6396-8323

松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号
オフィス・ナガサワ2階B号
TEL:0263-26-5626 FAX:0263-26-5444

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地
TEL:052-449-2670 FAX:052-449-2671

金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165
TEL:076-252-5999 FAX:076-252-2946

仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号
東インター斎喜ビル4F
TEL:022-706-1582 FAX:022-287-3077

URL <https://www.orrad.co.jp>