



簡易リーダー撮影台 < ORP-602-BC3 >

一般医療機器/汎用X線診断装置用非電動式患者台
特定保守管理医療機器/設置管理医療機器
届出番号: 23B2X00016P00051


www.orrad.co.jp

～ シンプルな設計でコストを追求した

リーダー撮影台～

- ▶ 簡単でスムーズな操作性、分銅式により軽い力で上下動します。
- ▶ 狭小な設置スペースに対応（ベース部 W490×D440）
- ▶ CR・アナログカセット専用（FPDには対応していません）

外形寸法図



< ORP-602-BC3 床置き >

■仕様

型式	ORP-602-BC3
外形寸法	W 490 × D 440 × H 1900 mm
上下動ストローク	FL445～1435 mm （ストローク990 mm）
上下バランス	分銅式
カセット対応サイズ	六切判ヨコ～半切タテ
重量	約19.5kg

■設置

床置き（床固定は別途設置費用がかかります。事前に御相談下さい。）

※ 地方発送、現地組立てが可能です。

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号（23B2X00016）（社）日本画像医療システム工業会/日本理学療法機器工業会



オリオンラドセフメディカル株式会社

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号

電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022

大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号

SORA新大阪21ビル6階

電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323

松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号

オフィス・ナガサワ2階B号

電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷25番地

電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671

金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165

電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946

仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号

東インター斎宮ビル4F

電話 022-706-1582 FAX 022-287-3077

福岡営業所 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号

電話 092-518-1195 FAX 092-483-7513