

患者をサポートするニューアイテム

患者サポートスタンド ORP-SP-E4



特 長

- 左右独立電磁ロック方式にて、持ち手を患者さんの撮影方法に合わせて、上下動することができます。フットスイッチを踏むとロックを解除し、離すとロックします。上下のストローク距離は1300mmです。
- しっかりとした持ち手を持つことで、患者さんに安心感を与えます。
- 簡単に取替えができる腰当てパーツを使用し患者さんの腰部への負担が軽減されます。
- 使用しない持ち手や腰当てを立てて保管できる持ち手置台(オプション品:ORP-SP-S)を設定。キャスター付きなので、楽に移動ができます。

使用例

■ 腹部撮影



■ 胸部側面撮影



■ 腰部側面撮影



■ 腰椎前屈撮影



■ 腰椎後屈撮影



■ 車椅子からの立ち座り



■ 胸部撮影



■ 握りやすいグリップ



■ 調整はワンタッチ!



■ 持ち手置台(オプション品)



※持ち手と腰当ては付属しません。

仕 様

■ 患者サポートスタンド(本体)

商品コード	ORP-SP-E4
電気定格	AC100V 50/60Hz 2.0A
外形寸法	W300mm×H2400mm×D1173mm
重量	約119kg (1対)
付属品	持ち手(1対)、腰当て(1組)

■ 持ち手置台(オプション品)

商品コード	ORP-SP-S
外形寸法	W320mm×H140mm×D370mm

※持ち手置台には、持ち手と腰当ては付属しません。

※撮影台は商品に含みません。

※改良のため予告なく仕様変更をすることがありますのでご了承下さい。
※印刷のため製品の色が実物と異なる場合がありますのでご了承下さい。

撮影協力:医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

ご注文、お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016) (社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオンラドセーメディカル株式会社

名古屋本社 〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目8番24号
TEL:052-261-0706 FAX:052-261-0798

金沢営業所 〒920-0807 金沢市乙丸町甲165
TEL:076-252-5999 FAX:076-252-2946

大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
SORA新大阪21ビル6階
TEL:06-6396-8327 FAX:06-6396-8323

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
第一誠実ビル4階
TEL:03-5759-6011 FAX:03-5759-6022

松本営業所 〒399-0011 松本市寿北一丁目12番18号
オフィス・ナガサワ2階B号
TEL:0263-26-5626 FAX:0263-26-5444

U R L <http://www.orrad.co.jp>