


OPTION オプション


電動上下動用フットスイッチ
(RGL-FSW)



側面撮影用持手
(RGL-MU3)



カセットホルダー
(RGL-CH)



長尺カセットホルダー
(RGL-CH42/CH51)

42インチ・
51インチから
お選び頂けます。



生殖腺防護具
(RGL-S)

キャスター付で
移動が可能です。
患者さんに合わせて
高さ調整が可能です。



※カラーは本体に合わせて5色からお選びいただけます。

メディカルボイス用アーム
(RGL-MVK)

表示器はフレキシブルに
位置調整が可能です。
※メディカルボイスは
付属しません。
別途お問い合わせください。



※撮影情報サブモニタ取付用アーム (RGL-SM) もご用意しております。


転倒防止用固定ベルト
(RGL-KB)



転倒リスクを軽減させます。

SPECIFICATIONS 製品仕様

■寸法図



※1 取付可能なフォトタイマーは、東芝 (PTF-100L/02)、日立 (イオンチェンバー ZP-ICX945・ZP-ICX955)、島津 (SPT-XD-Fシリーズ) です。

手動電動切替式立位撮影台 Regalo prossimo (一般名称：汎用 X 線診断装置用電動式患者台)
届出番号:23B2X00016P00043/クラス分類 1 / 特定保守管理医療機器/設置管理医療機器/JMDNコード 40655000

※印刷の為、製品の色が実物と異なる場合がありますのでご了承ください。※改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

ご注文・お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号 (23B2X00016) (社) 日本画像医療システム工業会会員 / 日本理学療法機器工業会会員



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

東京本社	〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号 第一誠実ビル4階 TEL:03-5759-6011 FAX:03-5759-6022	名古屋本社	〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地 TEL:052-449-2670 FAX:052-449-2671
大阪営業所	〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号 SORA新大阪21ビル6階 TEL:06-6396-8327 FAX:06-6396-8323	金沢営業所	〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165 TEL:076-252-5999 FAX:076-252-2946
松本営業所	〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号 オフィス・ナガサワ2階B号 TEL:0263-26-5626 FAX:0263-26-5444	仙台営業所	〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号 東インター・斎喜ビル4F TEL:022-706-1582 FAX:022-287-3077

URL <https://www.orrad.co.jp>

KZKT-AZ-NW

優しさと機能に
磨きをかけました。

Orion New Standard


手動電動切替式 立位撮影台

Regalo
prossimo

<レガロプロッシモ>



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社




FPD搭載可能な カセットレイ標準装備

CR、カセットにも対応可能です。
※持手付FPDは不可。



らくらくグリッド交換方式採用

受像部カバーを前面に開くだけで、
グリッドの交換が可能です。



カセットレイ引き出し口は 左右選択可能

※ご注文時にご指定ください。

Regalo
prossimo

空間に彩りを添える 優しい5色のカラーバリエーション

ピンク・パープル・ブルー・グリーン・イエローの
パステル調カラーを用意しました。
※上記以外のカラーも特注対応致します。
別途ご相談ください。



PU (パープル)




BL (ブルー)



GN (グリーン)



YE (イエロー)



Regalo prossimo PK (ピンク)

FEATURES 製品特長

「チャイム」で受像部上下動をお知らせ

受像部の電動上下動に合わせて、
背面のスピーカーより優しい音色が
流れます。



安らぎのある、優しい曲面フォルム

患者さんに不安感を与えない、曲面を多用したやわらかく優しいフ
ォルムです。触れるところには丸みを持たせ、安全性にも配慮。支柱
中央部は、波状の緩やかな曲面を採用しました。

ソフトな形状の撮影用持手


正面撮影用持手には大きな曲面を採用し、ソフトなイメージに仕上げま
した。また、冷たさを感じさせないようコーティング塗装を施しています。

受像部の位置決めもスムーズな 電動上下動ボタン

支柱の両側面にある上下動ボタンを押し
ている間、受像部が電動で上下動します。

※右写真は機能説明のためライトを点灯
したものです。実際は上下動ボタンを
押している間点灯します。

※オプションで電動上下動用フットスイ
チも用意しました。



手動電動切替式採用

受像部左右側面にあるグリップを
握るだけで、手動で受像部を上下
させることができます。



挟み込み防止機構採用


受像部下部に接触すると緊急停止します。

管球連動機構標準装備

※装置との接続は、事前のお打合せが必要となります。

ロングストローク

最低位350mmから
最高位1750mmまでの
ロングストローク



使いやすさを求めて進化



RENEWAL デザイン