



# インレット・アウトレットガイドスケール


www.orrad.co.jp



## ～ 画期的なアイデアが登場！

### 骨盤撮影の確実性をお手伝い～


- ▶ 正確で迅速なセッティングに貢献
  - ・照射野中心、寝台（カセット）位置の確認
  - ・像の欠損による再撮影率の低減
  - ・撮影時間の短縮
- ▶ 各施設の条件でスケールをオーダーメイド
  - ・寝台天板～受像部間距離
  - ・X線管の斜入角度
- ▶ X線管連動・非連動にも対応



### ■仕様

タイプ	X線管連動なし		X線管連動あり	
		裏面マグネット付		裏面マグネット付
型式	IOGS	IOGS-MG	IOGS-A	IOGS-AMG
外形寸法	W300×D50mm			
材質	塩ビ			

### 【寸法図】



※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)  
(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオンラドセーフメディカル株式会社

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地  
電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671  
金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165  
電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946  
大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号  
SORA新大阪21ビル6階  
電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号  
第一誠実ビル4階  
電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022  
松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号  
オフィス・ナガサワ2階8号  
電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444